

Allegato 1: TABELLA INDICANTE LA DURATA MASSIMA DI UN CONTENITORE DI OSSIGENO
MEDICINALE IN FUNZIONE DELLE ORE DI TERAPIA GIORNALIERA E DEL FLUSSO DI OSSIGENO
ESPRESSO IN LITRI PER MINUTO

OSSIGENO GASSOSO

Bombole

TAGLIA	TERAPIA: flusso l/min	TERAPIA: ore	DURATA (gg)
14	2	6	4.28
14	2	12	2.14
14	2	24	1.07
14	4	6	2.14
14	4	12	1.07
14	4	24	0.53
14	8	6	1.07
14	8	12	0.53
14	8	24	0.27
14	12	6	0.71
14	12	12	0.36
14	12	24	0.18
14	15	6	0.57
14	15	12	0.29
14	15	24	0.14

TAGLIA	TERAPIA: flusso l/min	TERAPIA: ore	DURATA (gg)
27	2	6	8.25
27	2	12	4.13
27	2	24	2.06
27	4	6	4.13
27	4	12	2.06
27	4	24	1.03
27	8	6	2.06
27	8	12	1.03
27	8	24	0.52
27	12	6	1.38
27	12	12	0.69
27	12	24	0.34
27	15	6	1.10
27	15	12	0.55
27	15	24	0.28

OSSIGENO LIQUIDO

Unità Base (31 litri)

TERAPIA: flusso l/min	TERAPIA: ore	DURATA (gg)
2	6	22.5
2	12	14.0
2	24	8.5
4	6	15.9
4	12	8.5
4	24	4.6
8	6	8.5
8	12	4.4
8	24	2.3
10	6	6.9
10	12	3.7
10	24	1.8
12	6	5.8
12	12	3.1
12	24	1.5
15	6	4.9
15	12	2.4
15	24	1.2